


freefax:  
0800-0006745

## Dürr Dental Amalgambehälter – Abholung und Entsorgung

**Hinweis:** Alle Amalgambehälter sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!



Amalgambehälter	Artikel-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
1 Für Dürr-Combi-Separator-Typ 7110, Dürr AZ 50-Typ 7112, VSA 300-Typ 7216, VSA 300 S-Typ 7125: Topf (weiß) 010/00	035197	_____ Stück	_____ Stück*
2 Für Dürr CAS 1/CA 1-Typ 7117: Topf (grau) 033/00	165754	_____ Stück	_____ Stück*
3 Für Dürr CA 4-Typ 7805: Kassette (rund) 032/00	181379	_____ Stück	_____ Stück*
4 Für Dürr AZ 100-Typ 7800/7801: Kassette (eckig) 039/00	054385	_____ Stück	_____ Stück*

\*Technische Änderungen vorbehalten.

### Mögliche Abhol- und Lieferzeiten

**kostenfreie abholung  
und entsorgung**

- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr **oder**  
 Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr **oder**  
 Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr

**Wichtige Hinweise:** Amalgamauffangbehälter gemäß Wartungsanweisung ausbauen. Desinfektion durchführen gemäß Wartungsanweisung, Kapitel „Sauganlage“. Es darf kein gebrauchter Amalgamauffangbehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funktionsstörungen (Verlust der Gewährleistung) auftreten können!

### Sie möchten weitere Abfälle entsorgen? Fordern Sie die NWD Entsorgungsbroschüre an!

- Bitte senden Sie mir die NWD Entsorgungsbroschüre.

### Servicepartner für Abholung/Entsorgung

enretec GmbH · Kanalstr. 17 · D-16727 Velten bei Berlin  
E-Mail: nwd@enretec.de · Fon: 0800 / 000 67 44  
Mo.–Do. 08:00–17:00 Uhr · Fr. 08:00–14:30 Uhr

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Kundennummer \_\_\_\_\_

Abholung und Entsorgung bzw.

Bestellung wird hiermit beauftragt.

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Stempel:

## Abholauftrag – Hinweise

1



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben, **sofort** wieder mit.

2



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

3



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett).

4



Amalgambehälter **ohne** Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

5



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett).

6



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

7



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.