

Faxauftrag  
Free-Fax 0 800/1 88 88 24

- Abholung und Entsorgung** und/oder  
 **Bestellung** wird hiermit beauftragt.

Absender/Stempel:

.....  
Ansprechpartner

.....  
Datum/Unterschrift

.....  
Kunden-Nr.

## Alle Amalgambehälter sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!

Amalgambehälter	Art.-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
 <p>für Dürr-Combi-Separator-Typ 7110, Dürr AZ 50-Typ 7112, VSA 300-Typ 7216, VSA 300 S-Typ 7125: Topf (weiß) 010/00</p>	61929	..... Stück	..... Stück*
 <p>für Dürr CAS 1 / CA 1-Typ 7117: Topf (grau) 033/00</p>	33258	..... Stück	..... Stück*
 <p>für Dürr CA 4-Typ 7805: Kassette (rund) 032/00</p>	90935	..... Stück	..... Stück*
 <p>für Dürr AZ 100-Typ 7800 / 7801: Kassette (eckig) 039/00</p>	88686	..... Stück	..... Stück*

\*gemäß aktuell gültiger Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.

## Kostenfreie Abholung und Entsorgung!

### Mögliche Abhol- und Lieferzeiten

- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von ..... Uhr bis ..... Uhr oder
- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von ..... Uhr bis ..... Uhr oder
- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von ..... Uhr bis ..... Uhr.

**Servicepartner für Abholung/Entsorgung:** enretec GmbH • Kanalstraße 17 • D-16727 Velten bei Berlin • pluradent@enretec.de  
Tel. 0 800/1 88 88 20 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands) • Mo.–Do. von 8.00 bis 17.00 Uhr und Fr. von 8.00 bis 14.00 Uhr

## Wichtige Hinweise

Den gefüllten Amalgambehälter gem. Gebrauchsanweisung entnehmen, Desinfektion durchführen und mit dem Deckel gut verschließen. Den Ablauf der Entsorgung entnehmen Sie

bitte der Rückseite. Es darf kein gebrauchter Amalgamauf-fangbehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funk-tionsstörungen (Verlust der Gewährleistung) auftreten können.

## Wichtige Hinweise für den Abholauftrag

- 

1 Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben, sofort wieder mit.
- 

2 Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.
- 

3 Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett).
- 

4 Amalgambehälter ohne Originalverpackung in den Transportbehälter legen.
- 

5 Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett).
- 

6 Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.
- 

7 Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.